

## Sina XT-T : Découvrez la nouvelle zircone Simea<sup>®</sup>

Sina XT-T est une nouvelle zircone hybride avec un gradient de translucidité pour une transition douce de l'incisal au cervical.

Sa résistance mécanique a été validée afin d'être utilisée pour tous types de restaurations Simea<sup>®</sup> en zircone réalisées à Anthogyr Center.

C'est un nouveau choix dans le Web Order Anthogyr, en complément des zircons actuelles Sina Z, T, ML. Les prothèses en Sina XT-T seront au même prix que les prothèses équivalentes en Sina ML.

### BENEFICES



#### + Flexibilité et gain de temps :

- Adaptée aux conceptions homothétiques, cut-back et anatomiques, selon les indications
- Temps de céramisation réduit, selon la conception

#### + Savoir-faire et qualité :

- Bridge implantaire sans embase titane, avec solution d'Accès Angulé sur piliers Multi-Unit
- Résistance mécanique élevée, de 1000 MPa dans la zone incisale à 1200 MPa dans la zone cervicale
- Partie incisale usinée dans la zone la plus translucide du disque
- Plus de 10 ans d'expertise dans la zircone
- Garantie Serenity<sup>®</sup> : 5 ans

#### + Large choix d'indications :

- Pilier, bridge partiel à complet sur les plateformes Anthogyr, Straumann<sup>®</sup>, Neodent<sup>®</sup> et MPS
- Restaurations dento-portées unitaires et plures
- Choix parmi 16 teintes selon le teintier VITA + 1 teinte Bleach avec un gradient de translucidité de 44% à 51% dans la partie incisale

#### ANTHOGYR SA

8, um Miercherbiereg P.B 184,  
L-7526 Mersch – Luxembourg

Suivez-nous



\*Multi-Platform Solutions