



STRAUMANN® FULL-ARCH- LÖSUNGEN

Weil jeder von uns einzigartig ist.



PATIENTENORIENTIERTE LÖSUNGEN

Millionen von Menschen haben Probleme mit ihren Zähnen, und nicht ein Fall ist wie der andere. Für jeden individuellen Patientenfall die richtige Lösung zu finden, ist eine Herausforderung.


Mit Straumann® Full-Arch-Lösungen steht Ihnen ein umfassendes Portfolio zur Verfügung, um die Erwartungen unterschiedlicher Patientengruppen zu erfüllen und mehr Patient/innen zu behandeln.

Straumann® herausnehmbare Full-Arch-Lösungen



Straumann® Mini Implant System

Straumann® Novaloc® Retentionssystem



Sofortversorgungslösung* für Patient/innen mit reduziertem horizontalem Knochenangebot. Implantate aus Roxolid®, dem Material mit geprüfter Qualität, und das langlebige Optiloc® Retentionssystem mit ADLC-beschichteten Sekundärteilen und Retentionseinsätzen aus PEEK.¹

Langlebige und dennoch kosteneffiziente Versorgung. Die Sekundärteile mit ADLC-Beschichtung zeichnen sich durch exzellente Verschleißbeständigkeit aus¹ und ermöglichen einen Divergenzausgleich von bis zu 60° zwischen zwei Implantaten.

* wenn Primärstabilität erreicht wird

CARES® Herausnehmbare Versorgungen

Stege

einteilig/zweiteilig



Dolder® U-förmiger Steg




Gefräster Steg

Weitere Informationen über Straumann® Full-Arch-Lösungen finden Sie auf unserer Website.





Straumann® festsitzende Full-Arch-Lösungen



Straumann® Pro Arch mit BLT, BLX und TLX Implantaten

Straumann® TL und BL Implantatsysteme

Straumann® Zygomatisches Implantat mit BLX



Straumann Tapered Implantate sind für exzellente Primärstabilität² konzipiert und können geneigt gesetzt werden, um aufwendige Knochenaugmentationsverfahren zu vermeiden.



Zuverlässige Versorgungen mit dem kürzesten 4 mm Schraubnimplantat auf dem Markt.³ Verschraubte Lösung mit dem BL Implantatsystem.



Zwei Implantatdesigns für ein breites Spektrum individueller Anatomien und Knochendefekte. Kompatibel mit dem Straumann® BLX und BLT Prothetik-Portfolio.

CARES® Verschraubte Versorgungen (Für weitere Optionen wenden Sie sich bitte an Ihren Straumann Vertriebsmitarbeiter)

Brücken
einteilig

zweiteilig



Steg (voll)ummantelbar



Brücke/Ti/CoCr Brücke



ZrO₂/PEEK/PMMA-Brücke

OPTIMALE PASSUNG.

Zusätzliche Werkzeuge und Services
für Full-Arch-Sofortversorgungen.



Ausführlichere Informationen
über Smile in a Box™ finden Sie
auf unserer Website.




Behandlungsplanung mit coDiagnostiX®

coDiagnostiX™, eine digitale Lösung für die Implantatplanung, erleichtert Ihnen die präzise und einfache Planung von zahnlosen Patientenfällen. Die Software bietet zahlreiche Mess- und Planungsfunktionen, einschliesslich automatische Nervenkanalerkennung sowie verschiedene Abstandsüberwachungsfunktionen, und ermöglicht die Gestaltung und Konstruktion von Bohr-schablonen und Resektionsführungen.



Smile in a Box™ Service

Smile in a Box™ – ein digitaler, modularer, integrierter Planungs- und Fertigungs-Service. Sie wählen den Umfang des gewünschten Services, und wir liefern Ihnen alles Benötigte einsatzbereit in einer praktischen Box. Smile in a Box™ vereinfacht die Behandlungsplanung und sorgt für einen kalkulierbaren Zeitaufwand und vorher-sagbare Kosten und Ergebnisse.



Straumann Group Digital Solutions

Verbindet mit Sorgfalt ausgewählte, erstklassige Dentalprodukte, modernste Digitaltechnologie und hochwertige Materialien für einen nahtlos ineinandergreifenden, offenen und vollständig validierten digitalen Workflow für Zahnarztpraxen und Dentallabore. Ein koordiniertes Zusammenspiel der führenden Anbietern in der Dentalbranche.



LITERATUR

1 Straumann records on file 2 Eckert SE, Hueler G, Sandler N, Elkattah R, McNeil DC. Immediately Loaded Fixed Full-Arch Implant-Retained Prosthesis: Clinical Analysis When Using a Moderate Insertion Torque. Int J Oral Maxillofac Implants. 2019 Jan 31. 3 Calvo-Guirado JL, Lopez Torres JA, Dard M, Javed F, Perez-Albacete Martinez C, Mate Sanchez de Val JE. Evaluation of extrashort 4-mm implants in mandibular Full-Arch patients with reduced bone height in comparison with standard implants: a 12 month results. Clin Oral Impl Res 27, 2016, 867-874.

International Headquarters

Institut Straumann AG
Peter Merian-Weg 12
CH-4002 Basel, Switzerland
Phone +41 (0)61 965 11 11
www.straumann.com

Nationaler Distributor

Straumann GmbH
Heinrich-von-Stephan-Str. 21
79100 Freiburg i. Br.
Phone +49 (0)761 4501 0
www.straumann.de

© Institut Straumann AG, 2020. Alle Rechte vorbehalten.

Straumann® und/oder andere hier erwähnte Marken und Logos von Straumann® sind Marken oder eingetragene Marken der Straumann Holding AG und/oder ihrer verbundenen Unternehmen.

Ihr Widerspruchsrecht: Wenn Sie der Verarbeitung Ihrer Daten für Werbezwecke widersprechen oder eine Einwilligung widerrufen möchten, genügt jederzeit eine Nachricht an unseren Datenschutzbeauftragten datenschutz.de@straumann.com oder per Post an Straumann GmbH, Datenschutzbeauftragter, Heinrichstraße 21, 79100 Freiburg. Dies gilt ebenso, wenn Sie aus Gründen, die sich aus Ihrer besonderen Situation ableiten lassen, die Verarbeitung Ihrer Daten widersprechen wollen.



Straumann Produkte sind CE gekennzeichnet 09/23



straumann